

OXYLOG[®]

BioCote[®] – geschützte, vormontierte
Transport-Beatmungsschläuche



Beatmungsschläuche in den Größen 1,2 m bis 3,0 m erhältlich.

Oxylog® Beatmungsschläuche enthalten die **antimikrobielle BioCote® Technologie**, die eine Besiedlung mit Mikroben verhindert. BioCote® stellt einen Mehrwert für Transport-Beatmungsschläuche dar, bei denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, indem es die Maßnahmen zur Infektionsprävention unterstützt.

Eine **Verschlusskappe** dient der Infektionskontrolle und ermöglicht Drucktests.

Vormontierte Schläuche verhindern ein Ablösen während des Transports und erleichtern die Verwendung mit den Oxylog® Transport-Beatmungsgeräten.

Es sind **verschiedene Ausführungen erhältlich**, die Bakterienfilter und Winkelstücke umfassen und auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

In Längen von bis zu 3 m erhältlich - verfügbare Längen: 1,2 m, 1,6 m, 2,0 m, 2,4 m und 3,0 m.

Mit Dräger Oxylog® Geräten **kompatibel**. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Ihren Händler.



Code	Beschreibung
AMVC1871-075	1,2 m Beatmungsschlauch für Dräger Oxylog® 1000 Beatmungsgeräte, für Patienten > 10 kg, mit einfachem Patientenwinkelstück
AMVC1871-177	1,2 m Beatmungsschlauch für transportable Dräger Oxylog® 3000+ Beatmungsgeräte, für den einmaligen Gebrauch bei pädiatrischen Patienten > 2 kg, mit Y-Stück und Sicherheitskappe
AMVC1871-141	1,6 m Beatmungsschlauch für Dräger Oxylog® 2000+, 3000 und 3000+, für den einmaligen Gebrauch, mit Verbindungsblock > 8 kg
AMVC1871-142	2,0 m Beatmungsschlauch für Dräger Oxylog® 2000+, 3000 und 3000+, für den einmaligen Gebrauch, mit Verbindungsblock > 8 kg
AMVC1871-200	2,4 m Beatmungsschlauch für transportables Dräger Oxylog® 2000+, 3000 und 3000+ Beatmungsgerät, für den einmaligen Gebrauch bei Patienten > 8 kg, doppelt schwenkbares Bronchoskopie-Winkelstück, Sicherheitskappe, Mini-HME-Filter gegen Bakterien/Viren mit Kapnographieanschluss, Durchflusssensor mit Anschlussblock für Einwegnadeln
AMVC1871-144	3,0 m Beatmungsschlauch für Dräger Oxylog® 2000+, 3000 und 3000+, für den einmaligen Gebrauch, mit Verbindungsblock > 8 kg



eakinrespiratory.com

Hergestellt von
Armstrong Medical Limited
Wattstown Business Park, Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS, Nordirland
Tel: +44 (0)28 7035 6029
kontakt@eakinhealthcare.com